

## Karta katalogowa produktu

## Stacja uzupełniająca SCHNEIDER Maxx 665, 30ml, zielony

Stacja uzupełniająca do markerów do Maxx 290 i Maxx 293  
Proekologiczne napełnienie za pomocą stacji przywraca pełną gotowość do pracy i całkowicie eliminuje potrzebę zakupu nowego markera

światło- i wodoodporny tusz w intensywnych kolorach

Pojemność stacji: 30 ml

Kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie

Sposób wykorzystania:

Umieść otwarty marker w pojemniku końcówką w dół

Pozwól, aby wkład naturalnie wchłonął tusz

Nie jest możliwe nadmierne napełnienie markera

Kolor: zielony

Schneider



## Podstawowe parametry produktu

|                |  |
|----------------|--|
| SKU PBS        | SR166504   |
| Kod kreskowy   | 4004675093424  |
| Nazwa produktu | Stacja uzupełniająca SCHNEIDER Maxx 665, 30ml, zielony |
| Kategoria      | Markery  |
| Stawka VAT     | 23%  |
| PKWiU          | 20.59.30.0   |
| CN             | 3215 90 70   |
| Klasa          | Standard   |
| Marka          | SCHNEIDER  |

## Kolor

|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | Zielony |
|-------|---------|

## Cecha

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| PBS Club      | PBS Club 2024                     |
| Ekologiczność | Proekologiczne uzupełnienie tuszu |
| Produkt       | Stacja uzupełniająca              |
| Typ           | Uzupełniający                     |
| Rodzaj        | Proekologiczny                    |
| W ofercie od  | 2015-01                           |

## Certyfikaty

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Nowy produkt w ofercie | Standard |
| Hit                    | Standard |

## Wspólny słownik zamówień

|     |                   |
|-----|-------------------|
| CPV | 30192125-3 Pisaki |
|-----|-------------------|



## Karta katalogowa produktu str. 2

# Stacja uzupełniająca SCHNEIDER Maxx 665, 30ml, zielony

## Podstawowe parametry produktu

### Jednostki logistyczne

|             |            |
|-------------|------------|
| Jednostka 1 | 6 sztuk    |
| Jednostka 2 | 7344 sztuk |